

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 204

dz 20 ipa (dn-204 ipa)

нейтральное жидкое концентрированное средство,
дезинфектор на основе спирта

Назначение и область применения:

Жидкий нейтральный концентрат для ежедневной дезинфекции вручную и распылением столов, внутренних частей холодильников, холодильных камер и др. оборудования, полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов).

Свойства:

Не содержит альдегиды. Содержит спирт. Эффективно уничтожает бактерии, дрожжевые и плесневые грибки, вирусы. Растворяет поверхностный жир. Обладает длительным действием. Оказывает полное воздействие за 5 мин. Быстро высыхает, не оставляя следов. Эффективно действует при температуре до -15 °С. Сохраняет свое действие на влажных поверхностях.

Способ применения:

Распылить на поверхность до полного смачивания. Расход до 50 мл/м кв.

Основные характеристики:

Состав: смесь ЧАС, изопропилового спирта и воды.
Удельная масса: 0,9 г/см куб. при t = 20 °С.
Температура вспышки: 27 °С.
Значение pH: 6,5-7,5

Меры предосторожности:

Не использовать в плохо проветриваемых помещениях!
Использовать защитные перчатки, герметичные защитные очки и спецодежду. После использования плотно закрывать тару! Утилизировать только пустые и закрытые контейнеры!
Пары могут вызывать слабость и головокружение! Возможно серьезное повреждение глаз!
При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды, обратиться к врачу.
При проглатывании немедленно обратиться к врачу (предъявить этикетку).
Не использовать вблизи источников открытого огня и включенных нагревательных приборов!
Не использовать для дезинфекции оргстекла!
Не смешивать с другими средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в заводской упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева!
Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 36 месяцев от даты изготовления.