

dz 30 quat a (dn-205 quat)

нейтральное жидкое концентрированное пенное
моющее средство, дезинфектор на основе ЧАС

Назначение и область применения:

Жидкий нейтральный пенный концентрат для мойки и дезинфекции вручную, погружением, с пеногенератором емкостей, трубопроводов, транспортных лент, столов, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, инструментов, посуды и пр., для уборки в помещениях предприятий молочной, масложировой, пивоваренной, безалкогольных напитков, ликеро-водочной, мясной, рыбной, кондитерской, хлебопекарной и др. отраслей пищевого сектора, организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), медицинских, образовательных и иных учреждений, гостиниц и вокзалов, птицефабрик, свиноферм и пр.

Свойства:

Содержит ЧАС. Хорошо растворяется в воде. Эффективно удаляет масла, жиры, белки, сажу, копоть и пр. с нержавеющей стали, алюминия, оцинкованного железа, стекла, керамики, стеклокэмли, пластмассы, окрашенных и деревянных поверхностей. Уничтожает бактерии, плесневые и дрожжевые грибки, предотвращает их размножение. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Экологически безопасно. Не раздражает кожу и слизистые оболочки. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:

Разбавить 1:20-1:30 по степени загрязнения. Температура мойки от 20 до 60 °С. Нанести щеткой (губкой, с распылителем, пеногенератором, погружением или замачиванием). Через 10-15 мин растереть и смыть теплой водой. Для максимального эффекта: повторить обработку очищенной поверхности 3%-ным раствором. Через 20-60 мин смыть чистой водой.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, активных моющих добавок и ЧАС.

Плотность: 1,04 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 6,6

Меры предосторожности:

При длительном контакте использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Хранение:

Плотно закрытым в заводской упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С. Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 36 месяцев от даты изготовления.