

maline

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН

Назначение и область применения:

Гелеобразное кислотное средство, дезодорант, для мойки вручную раковин, унитазов, писсуаров, эмалированных и акриловых ванн, стен и полов, в т.ч. наливных, в гигиенических и иных зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Свойства:

Не содержит абразивов. Хорошо растворяется в воде. Очищает и обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет ржавчину, известковые отложения, мыльный камень, кожный жир и пр. с нержавеющей стали, акриловых, эмалированных и керамических поверхностей, фарфора, фаянса, кафельной плитки и др. Придает блеск. Создает защитную пленку, предохраняющую от быстрого загрязнения и продлевающую срок службы. Удаляет неприятные запахи. Экологически безопасно. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, свойства сохраняются. Экономно расходуется.

Способ применения:

Проверить кислотостойкость поверхности на малозаметном участке!

Нанести равномерным слоем. Через 2-3 мин растереть губкой (щеткой) и смыть водой. Для интенсивной чистки полностью увлажнить поверхность средством, через 15 мин растереть и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, органической кислоты, загустителя, отдушки, красителя и др.

Плотность: 1,35 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение pH: 3,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать со щелочными и хлорсодержащими средствами!

Не использовать для золота, серебра и олова!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.